

电动搅拌器

		——巩义市予华仪器有限公司是唯一一家在工商总局注册“予华仪器”	
		品牌的企业	
		巩义市予华仪器有限责任公司	
		地址:河南省巩义市英峪工业区	
		产品技术参数	

DW-3数显电动搅拌器



本机是在现有同类产品的基础上经研制改进而成，设计新颖合理，是各大专院校，科研单位。工厂等凡需搅拌的各种液体作化学反应试验的必不可缺的搅拌设备。

本机采用直流输出，可连续运转100小时，电机良好、调控自如，转速恒定可调，具有工作电压低、功率大、噪音小、运转稳定、安全可靠等特点。（另外可订做特大功率搅拌器、多联搅拌器，变频控制系列搅拌器）。

主要技术规格：

产品	电机功率	搅拌容量	搅拌转速
DW-3	40W	≤4000ml	0-2000转/分

DW-3	60W	≤4000ml	0-2000转/分
DW-3	90W	≤5000ml	0-3000转/分
DW-3	50W	≤6000ml	0-2000转/分
DW-3	120W	≤8000ml	0-2000转/分
DW-3	160W	≤25L	0-3000转/分
电源	输入220V 50HZ 输出24V/220V		
转速调控	无极转速	连续运转	100小时

注意事项：

- 1.使用时，工作台和实验台要平整坚固。
- 2.经常保持干净，以免影响使用效果。
- 3.电机和电气盒，不得自行拆卸。
- 4.源必须插在有保护接地的三孔插座内，以确保安全。
- 5.插入或拔出七芯电机插头时必须切断电源。
- 6.如指示灯不亮，请检查电器箱前或底部的保险丝是否断路。按以下容量更换。
- 7.本仪器的旋钮调至最小位置不动时，电机有不能立即停止现象和显示窗口显示数字不动时，而不显示“0”，这是正常现象。（因为电机有转动惯性和电子控制有延时记忆功能。）
- 8.保修一年（非人为损坏）。