

电热套

	——巩义市予华仪器有限公司是唯一一家在工商总局注册 “予华仪器”品牌的企业
	巩义市予华仪器有限责任公司
	地址:河南省巩义市英峪工业区

产品技术参数

ZNHW-Ⅱ型智能恒温控温仪



ZNHW-Ⅱ型智能恒温控温仪采用计算机芯片做主控单元，采用多重数字滤波电路，模糊PID控制算法，自整定功能，具有测量精度高，冲温小，单键轻触操作，双屏数字显示，可控硅控制输出，160-240V宽电压电源，并有断偶保护功能，外壳一次性注塑成型，具有外形美

观、操作简便、轻巧灵活，是控制电炉、电热套等加热装置做精确控温加热试验的最理想仪器。

ZNHW-II型智能恒温控温仪使用方法

1.插入~220V电源，打开电源开关，显示窗显示“K”，设定窗显示“400”字样，为本电器配用K型热电偶，最高控制温度400℃，3秒后，显示窗显示室温，设定窗显示上次设定温度值。

2.将被控制加热器的电源线插入控温仪后面的输出插座内。

3.将温度传感器插入被控温的溶液或容器内。

4.单键操作，按设定加“▲”或设定减“▼”键不放，将快速设定出所需的加热温度如：100℃，绿灯亮表示加温，绿灯灭表示停止，微电脑将根据所设定温度与现时温度的温差大小确定加热量，确保无温冲一次升温到位，并保持设定值与显示值±1℃温差下的供散热平衡，使加热过程轻松完成。

5.自整定功能：启动自整定功能可使不同加热段或加热功率与溶液多少无规律时，升温时间最短，冲温最小，平衡最好，但改变加热介质或加温条件后自整定应重新设定。

6.启动自整定：（1）常按移位键“？”5秒，设定窗SV数字闪烁即进入自整定状态。（2）按设定键5秒，进入参数设定状态，连续按设定键至“LKV”，将此参数值改为1，再按设定键至“ATV”时，将此参数值改为1，按设定键5秒退出，设定窗SV数字闪烁即进入自整定状态。三次温冲过后数字停止闪烁，表示自整定结束，可进行使用，但自整定需在初始加温时使用，中途进行的自整定不准确。

7.该电器设有断偶保护功能，当热电偶连接不良时，显示窗百位上显示“1”或“hhhh”，绿灯灭，电器即停止加温。

ZNHW- II 型智能恒温控温仪技术参数

电源	220v 50Hz
输出功率	≤1500W(根据需要可做更大功率)
空载功耗	≤5W
控温精度	±1℃
分 辨 率	±1℃
量 程	室温—399℃
感温信号	K型
控温方式	可控硅控制输出
外型尺寸	180×200×70mm
包装尺寸	280×255×145mm
重 量	1300±50g

注意事项

- 1.做腐蚀性液体的测量时，请将传感器用玻璃套管套上，以防腐蚀。
- 2.非专业人员请不要打开仪表。
- 3.工作电压：交流180-240v 50Hz。
- 4.工作时间：≥8小时。
- 5.环境温度：0-50℃，无腐蚀气体。
- 6.相对湿度：35%-85%（无冷凝）。
- 7.请勿过载使用。
- 8.为保证安全使用请务接地线。
- 9.保险管Φ5×20 15A。