

低温冷却循环泵

低温冷却循环泵DLSB-10/80

工作原理

本产品是利用两个独立的制冷循环组成，分别为高温循环和低温循环。在各单独的制冷系统中充有不同性质的制冷剂，高温循环采用中温制冷剂，低温循环中采用低温制冷剂。这两个部分通过一个冷凝蒸发器联系起来，它即是低温循环的冷凝器，也是高温循环的蒸发器，高温循环中制冷剂的蒸发用来冷凝低温循环中的制冷剂，这样，低度温循环吸收的热量(制冷量)传给高温循环的制冷剂，高温循环的制冷剂再将热量传给环境介质。冷却槽内壁盘有冷却铜盘管，制冷剂（氟利昂）通过水槽内壁的盘管不断循环，对槽内冷媒进行冷却，并通过内置循环泵、外接循环管路将冷媒输送到配套设备夹层或冷凝盘管内，间接为反应器内物料进行降温、对冷凝管接触蒸汽进行冷却、液化，该产品一般可连接双层玻璃反应釜，旋转蒸发器，各种形式的盘管冷凝器使用，也可将玻璃容器放置槽内进行内置低温反应。

产品特点

- 1、开口型循环，冷却盘管、保温用套管等密闭回路的循环装置。
- 2、节省空间，设计紧凑、有桌面台式型、有受实验台高度限制的立式型。
- 3、制冷系统具有延时、过热、过电流多种保护装置。均为进口原装高品质器件，保证可靠性和使用寿命。
- 4、配备磁力循环泵，配管尺寸较长，可平稳的进行长距离循环、冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。
- 5、循环介质可用乙二醇、盐水、纯酒精等实验室常用循环介质。
- 6、P.I.D.控制:极力排除影响温度调节精度的外部因素，减小误差。



产品参数

型号DLSB-10L/-80℃		法国泰康CAJ2464×2			
工作范围	冷却温度范围	室温/-80℃			
	有效介质出口温度	-80℃			
额定制冷量	大 卡 / 时 (Kcal/h)	-10摄氏度时	2241	-60摄氏度时	198
	千瓦 (KW)		2.6		0.23
	冷吨 (RT)		0.76		0.07
储液槽容积	L	10			
输入功率	KW	3.6			
条件	环境温度	≤30℃			

		相对湿度	60%
		工作电压	220V±10% 50Hz
		使用范围	-30℃ ~ -60℃
机 能	控 温 能 力	智能数显控温仪 PT100温度传感器 控温精度±2℃	
	设 定 方 式	在使用范围内任意设定 分辨率 0.1℃	
	安 全 保 护	过压、延时、过流、过热、保护器	
	冷 媒	R404A、 R23	
压缩机总功率、电流			3.3KW、 9.7A
循环泵性能			磁力泵 功率 35W 、 电流 200m A 、 流量 35L/min