

气流烘干器

玻璃气流烘干器

工作原理

玻璃仪器气流烘干器又称为玻璃仪器烘干器，气流烘干器、试管烘干器等，是利用热气流快速烘干玻璃器皿的小型干燥设备，具有快速，节能，无水渍，使用方便，维修简单等优点。适用于大专院校、医药、化工、食品加工等领域实验室对试管、烧杯等玻璃器皿的快速干燥作业。

产品特点

1. 本烘干器是将玻璃仪器倒置其上，经过过滤的洁净、热风被送到玻璃仪器的内壁，所以它是干燥玻璃仪器的高效干燥设备。本烘干器装有冷热风选择开关，烘干好的玻璃管可用冷风迅速冷却，便于取拿不致灼手，本烘干器于玻璃仪器接触的风头为聚四氟乙烯件，极其洁净。本烘干器上一般配有粗、中、细三种干燥管（17mm 12mm 8mm）。粗管用于干燥24口，或更大的玻璃仪器，细管干燥14口、19口及更小的玻璃仪器更为适宜，实验室常用的实验仪器均可使用本烘干器。

2. 本烘干器的风管采用活头，粗细可调，经实测260cc的三颈瓶约用5分钟，1000cc的三颈瓶约用10分钟即可干燥完毕。如用户需要干燥更多的玻璃仪器时，我们还可增加为10根、30根不等。

3. 本烘干器分为B、C两种型号，每个型号设有12孔，20孔，30孔三中规格。B型带有自动恒温控温装置，C型可调40 120，因此，能不受环境温度的影响。夏季不至过热，冬季仍有快干的高效。



产品参数

型号	KQ-C	KQ-B
功率 (W)	800	800
工作电源	220V/50Hz	220V/50Hz
风管数量 (根)	12/20/30	12/20/30
风管长度 (mm)	170/200	170/200

温度调整范围	40℃/120℃	40℃/120℃
控温精度	±5℃	±5℃
控温方式	旋钮控温	旋钮控温
外壳材质	不锈钢	静电喷塑
机型尺寸 (mm)	400*400	400*400
包装尺寸 (mm)	430*430*330	430*430*330
重量 (Kg)	7Kg	7Kg