

# XYSFT新型托盘双层玻璃反应釜

## 双层玻璃反应釜XYSFT-50LEX

### 工作原理

双层玻璃反应釜具有搅拌系统、冷凝、滴加、回流、收集系统，内层放置反应溶媒可做搅拌反应，夹层通过冷热源循环，可以提供做高温反应(最高温度可以达到300℃)，也可以做低温反应(最低温度可以达到-80℃)，物料进行加热反应时，在真空条件下可以提高蒸发效率（需连接真空装置），溶媒蒸汽经玻璃冷凝盘管时冷却成液体（需连接冷却装置），可回流到釜内，也可通过回流弯头下部阀门进行回收。反应完毕，物料可从釜底的侧出料口放出。而且全透明的反应过程一目了然，是现代生物制药，精细化工，新材料合成的理想实验中试设备。

### 产品特点

1. 整机不锈钢+方形槽钢喷塑结构，结构紧凑美观，移动方便。
2. 与物料接触部分全部采用高硼硅玻璃（膨胀系数 3.3）和聚四氟乙烯材料，性能稳定不易与物料起化学反应，使用方便安全。
3. 防爆电机和防爆控制盒，双显显示转速和釜内物料温度，性能稳定、清晰显示操控及数据平面、简单易操作。防爆等级EXdIIBT4。
4. 搅拌系统采用陶瓷轴承、机械密封，防止搅拌杆磨损掉屑，耐高温、耐磨损、密封效果好。
5. 采用 PT100温度传感器，不锈钢外包四氟温度计套管。
6. 真空压力表显示实时真空，指针显示。
7. 月牙式搅拌桨，304不锈钢+聚四氟乙烯搅拌叶；搅拌杆材质为 304不锈钢。外包聚四氟乙烯管，强度高，耐腐蚀性强。
8. 玻璃+四氟放料阀门，无积液侧放料，回收溶液十分快捷。
9. 机器底部设有带刹车的万向轮，可整体移动，操作方便。



产品参数

|           |             |
|-----------|-------------|
| 型号        | XYSFT-50LEX |
| 釜内有效容积（L） | 50L         |
| 釜内夹套容积（L） | 约16L        |
| 电压        | 220V50HZ    |
| 玻璃材质组件    | 高硼硅玻璃3.3    |

|                    |                      |                 |
|--------------------|----------------------|-----------------|
| 釜体耐温范围             |                      | -80℃ ~ +250℃    |
| 测温精度               |                      | ±1℃             |
| 恒压漏斗容积 (L)         |                      | 2L              |
| 恒压漏斗规格             |                      | 上29标口活塞，下配40#磨口 |
| 冷凝器规格              |                      | Φ98×680H (mm)   |
| 冷凝器换热面积 (㎡)        |                      | 0.5㎡            |
| 冷凝器循环接口尺寸          |                      | 16mm            |
| 釜内允许压力 (Mpa)       |                      | -0.1-0.0        |
| 夹套允许压力 (Mpa)       |                      | ≤0.03           |
| 防爆搅拌电机             | 额定功率 (W)             | 180W            |
|                    | 转速调节方式               | 变频控制            |
|                    | 转 速 调 节 范 围<br>(rpm) | 0-600rpm/min    |
| 釜 盖 开 口<br>(340mm) | 搅拌口                  | 60#法兰口          |
|                    | 固体投料口                | 95#法兰口          |

|             |        |                      |
|-------------|--------|----------------------|
|             | 恒压漏斗口  | 40#磨口                |
|             | 放气口    | 34#磨口                |
|             | 冷凝器连接口 | 50#球磨口               |
|             | 测温口    | 29#磨口                |
| 主体框架材质      |        | 槽钢喷塑+SU304不锈钢        |
| 搅拌桨         |        | Φ17mm 叶展 205mm       |
| 釜体进出液循环接口规格 |        | 外径35mm法兰,带6分外丝不锈钢缓冲管 |
| 温度传感器       |        | PT100，玻璃温度计套管        |
| 真空抽气口尺寸     |        | 12mm                 |
| 放料阀         |        | 无积液放料阀，出液口外径尺寸33mm   |
| 使用环境温度（℃）   |        | 5-35                 |
| 机器占地尺寸(mm)  |        | 940L×1050W×2450H（mm） |
| 包装尺寸（mm）    |        | 1700L×1000W×650H（mm） |
| 整机重量（Kg）    |        | 124Kg                |

