

ZYSF升降双层玻璃反应釜

防爆升降双层玻璃反应釜ZYSF-100LEX

工作原理

双层玻璃反应釜具有搅拌系统、冷凝、滴加、回流、收集系统，内层放置反应溶媒可做搅拌反应，夹层通过冷热源循环，可以提供做高温反应(最高温度可以达到300℃)，也可以做低温反应(最低温度可以达到-80℃)，升降双层反应釜在标准反应釜的基础上升级了釜体可以上下升降，旋转的功能，方便了釜体的清洗。物料进行加热反应时，在真空条件下可以提高蒸发效率（需连接真空装置），溶媒蒸汽经玻璃冷凝盘管时冷却成液体（需连接冷却装置），可回流到釜内，也可通过回流弯头下部阀门进行回收。反应完毕，物料可从釜底的侧出料口放出。而且全透明的反应过程一目了然，是现代生物制药，精细化工，新材料合成的理想实验中试设备。

产品特点

- 1.本产品独特设备，整机方钢喷塑+304不锈钢框架结构，紧凑坚固不走型，防腐蚀，移动方便。
- 2.与物料接触部分全部采用高硼硅玻璃（膨胀系数 3.3）和聚四氟乙烯材料，性能稳定不易与物料起化学反应，使用方便安全。
- 3.特有的变频调速，让您在实用中高低速，理想准确自如，可选配全防爆系统，双显防爆盒数字显示转速和釜内物料温度，性能稳定、清晰显示操控及数据平面、简单易操作。
- 4.搅拌系统采用陶瓷轴承、机械密封，防止搅拌杆磨损掉屑，耐高温、耐磨损、密封效果好。
1. 采用 PT100温度传感器，玻璃温度计套管。
2. 釜体上下升降，可选择电动或者手轮手动升降，釜体可旋转360度，便于出料和清洗，釜盖可定制四氟釜盖。
- 6.真空压力表显示实时真空，指针显示。
- 7.月牙式搅拌桨，304不锈钢+聚四氟乙烯搅拌叶；搅拌杆材质为 304不锈钢。外包聚四氟乙烯管，强度高，耐腐蚀性强。
- 8.玻璃+四氟放料阀门，无积液侧放料，回收溶液十分快捷。
- 9.机器底部设有带刹车的福马轮，可整体移动，操作方便。

- 10.釜体循环进出液口带有缓冲装置，管道内部是不锈钢软管，外套发泡硅胶进行保温，管子固定支架后，再与外部设备进行连接，减小进出液口的压力，避免后期移动设备或者更换连接设备时造成釜体易碎的情况。
- 11.防爆调速控制盒、防爆搅拌电机，防爆等级EXdIIBT4。



产品参数

型号	ZYSF-100LEX
釜内有效容积（L）	100L
釜体规格	内径460mm，外径500mm,内长650mm
釜内夹套容积（L）	约20L

电压		220V50HZ
整机功率		490W
玻璃材质组件		高硼硅玻璃3.3
釜体耐温范围		-80℃ ~ +250℃
测温精度		±1℃
恒压漏斗容积 (L)		2L
恒压漏斗规格		上29标口活塞，下配35法兰口
冷凝器换热面积 (m²)		0.6m²
釜内允许压力 (Mpa)		-0.1-0.0
夹套允许压力 (Mpa)		≤0.03
升降电机功率 (W)		120W
防爆搅拌电机	额定功率 (W)	370W
	转速调节方式	电子调速
	转速调节范围	0~600rpm/min
釜盖开口	搅拌口	Φ50mm法兰口

	恒压漏斗口	DN25球磨口
	测温口	35#法兰口
	减压口	35#法兰口
	固体加料口	φ80mm法兰口，内径60mm
	冷凝器连接口	DN25球磨口
主体框架材质		SU304不锈钢+方钢喷塑
釜体升降行程		400mm
搅拌桨		Φ 17×1300H（mm） 叶展 200 mm
釜体进出液循环接口规格		外径35mm法兰口，配6分缓冲管，外接口6分丝口
温度传感器		PT100，外包聚四氟乙烯
减压阀		34#玻璃四氟阀门，放气口12mm
冷凝器规格		Φ120×600H（mm） 下φ50mm法兰口
冷凝器循环连接口尺寸		宝塔外径12mm
真空抽气口尺寸		宝塔外径12mm
放料阀		无积液放料阀，出液口外径尺寸33mm

使用环境温度 (°C)	5-35
机器占地尺寸(mm)	1200L×800W×2800H (mm)
包装尺寸 (mm)	2100L×1260W×830H (mm)
整机重量 (Kg)	270Kg