

分子蒸馏

薄膜蒸发器60B详细配置				
序号	名称	描述	数量	备注
1、进料系统				
1-1	进料阀门	品牌:予华	1只	
		材质: 高硼硅酸盐玻璃, 膨胀系数3.3		
		型号: 0-8mm高真空阀门		
		磨口: 24/40		
1-2	进料罐主体	品牌:予华	1只	可选配
		材质: 高硼硅酸盐玻璃, 膨胀系数3.3		
		形式: 夹套, 配套2只真空阀门		
		容量: 1L (带刻度、带恒压)		
		恒压阀门: 0-6mm		
		出料阀门: 0-12mm		

		出料口：玻璃碗塞RS30 出口配套O型圈R40(材质FEP+氟) 设计温度：RAT~300℃ 使用温度：RAT~200℃		
2、主蒸发器系统				
2-1	电机（减速电机）	品牌：精研 电源：220V/50HZ 功率：120W 转速：1440r,减速比3：1 实显转速：0-300rpm	1台	
2-2	磁力耦合系统	品牌:予华 驱动源：定制耐高温大直径多级强磁 固定块材质：PTFE,PEEK 轴承材质：进口德国耐磨耐高温耐腐蚀轴承（品牌SKF）	1套	

		外套材质：316L		
2-3	刮板转子	品牌:予华	1套	
		型号：YHMD-80B		
		骨架材质：316L		
		刮板材质：PTFE+石墨复合材质，耐高温300℃		
		刮板形式：斜角齿轮，紧贴主蒸发器内壁		
		弹簧材质：316L，数量9只		
		刮板数量：3只		
2-4	主蒸发器	品牌:予华	1台	
		材质：高硼硅酸盐玻璃，膨胀系数3.3		
		形式：外层为夹套，通导热油；内层盘管+球管复合冷凝		
		有效蒸发面积：0.05m2		
		设计温度：350℃		
		使用温度：≤300℃		

		设计压力：0.001Pa		
		搅拌口:法兰带凹槽，配套O型圈(FEP+氟)		
		上端右侧进料口：玻璃碗口RS30		
		上端左侧蒸汽出口：玻璃碗口RS40		
		下端出料口：玻璃碗塞RS30		
		导热油进出口：DN15		
2-5	主蒸发器接收瓶	品牌:予华	1只	
		材质：高硼硅酸盐玻璃，膨胀系数3.3		
		形式：球形烧瓶带RS口		
		进料口：玻璃碗口RS30		
		容量：1.0L		
2-6	外置冷凝	品牌：予华	1只	
		材质：高硼硅酸盐玻璃，膨胀系数3.3		
		形式：内层盘管		
		冷凝面积：0.25m2		

			上端右侧蒸汽进口：玻璃碗塞RS40		
			下端左侧蒸汽出口：玻璃碗口RS40		
			下端出料口：玻璃碗口RS30		
			冷凝水进出口：DN15		
	2-7	冷凝接收瓶	品牌:予华	1 只	
			材质：高硼硅酸盐玻璃，膨胀系数3.3		
			形式：球形烧瓶带RS口		
			进料口：玻璃碗口RS30		
			容量：2.0L		
	2-8	外置冷阱	品牌:予华		一套
			材质：高硼硅酸盐玻璃,膨胀系数3.3		
			形式：双层夹套冷阱		
			容量：2.5L		
			上端左侧真空出口:平口法兰DN26		
			下端右侧蒸汽进口：玻璃碗塞RS40		

		下端出料口：玻璃碗口RS30		
		配套一只防尘盖		
		配套500ml接收瓶一只		
2-9	升降装置	品牌：予华	1 套	
		缓冲装置：140mm软木托		
		升降装置：304台面的实验用升降台		
2-10	加热系统	品牌：	1 台	
		形式：高温循环器		
		型号：GX-2010		
		槽容量：10L		
		电源：220V/50HZ		
		功率：2KW		
		扬程：6m		
		温度范围：室温 ~ 200度		
		循环泵流量：15L/min		

		配套：6根不锈钢软管，外包隔热套		
2-12	低温循环系统	品牌：予华	2 台	
		形式：低温冷却液循环泵，实现0到-20度连续降温		
		型号：DLSB-5/40		
		容量：5.0L		
		电源：220V/50HZ		
		循环泵能力：35L/min		
		扬程：6m		
		配套：2根不锈钢软管，外包保温套		
3、真空系统				
3-1	真空微调阀	型号：		
		接口:KF16		
		最小可调节量（Pa·L/S）：1.3*10 ⁻¹		
		最大可调节量（Pa·L/S）：26700		

		适用范围 (Pa) : $\leq 10^{-5} \sim 1.3 \times 10^{-5}$ 阀门漏率 (Pa·L/S) : $\leq 1.3 \cdot 10^{-6}$ 介质温度 (°C) : -25~150		
3-2	双级旋片真空泵	品牌: 型号: BDR24V 电源: 220/50HZ 功率: 0.75KW 抽气口: KF25 排空口: KF25 抽气速度: 6L/S 极限压力: 0.067Pa 转速: 1400rpm 用油量: 1.5L 其他配件: SUS304不锈钢波纹管一根, 接口KF25	1 台	

		SUS304反回油高真空阀门KF25一只		
		油污分离器一只		
3-3	密封垫	品牌:予华	1 套	
		材质：不锈钢304+氟胶O型圈		
		作用：用于玻璃冷阱与304不锈钢三通之间的密封		
3-4	金属管件	品牌：予华	1 套	
		材质：SUS304		
		形式：四通		
		两端接口：KF25		
		中间上接口：KF16传感器接口		
		中间下接口：KF16真空微调阀		
4、控制柜及框架				
4-1	控制柜	品牌：予华	1套	
		材质：SUS304		

			形式：航空插头		
			高精度数显真空计一台		
			品牌：皮拉尼		
			型号：PVG52		
			五位数字显示，可精确到0.0001Pa		
			欧姆龙数显温度显示控制器，两台		
			数显变频电机控制器一台		
			总电源控制按钮一枚		
			真空系统控制按钮各一套		
			配套真空传感器一根，温度传感器2根		
4-2	可移动框架		品牌:予华	1台	
			材质：SUS304		
			形式：底座方管焊接，支架圆管搭建，接头为sus304管件连接		
			滚轮为GD-60F福马轮，可水平调节		

5、其他配件				
5-1	RS口夹具	品牌:予华	若干套	
		材质：铝合金		
		形式：马蹄夹		
		表面电镀		
		螺丝为SUS304,螺母电镀		
5-2	KF口夹具	品牌:予华	若干套	
		夹具：		
		材质：铝合金+sus304		
		形式：快开式		
		支架材质：sus304		
5-3	文档及工具	拆卸工具一套	若干份	
		密封涂抹介质一盒		
		备用螺丝、螺母若干		
以实物为准，以装箱单为准				

备注：可根据用户需求定制。

可选配内容齿轮泵、扩散泵、分子泵、连续放料阀等。

