

# 循环水真空泵

## 循环水式真空泵

### 工作原理

循环水式多用真空泵用水作为工作流体，利用射流产生的负压进行抽真空。为蒸发、蒸馏、结晶、干燥、升华、过滤减压、脱气等等过程的研究性实验、小试小量生产过程。特别符合于大专院校、科研院所、化工、制药、生化、食品、农药、农业工程、生物工程等行业的实验室，该泵根据实验室面积小这一特点，采用一次性外壳，缩小体积改进而成，重量轻，外形美观等特点。

### 基本配置

- 该型号有双抽头，四抽头，防腐材质和不锈钢材质，可单独或并联使用，装有两个真空表。
- 电机由电机制造商 ODM制造，氟橡胶密封，电机内部无腐蚀

性气体进入。

- 槽体和控制面板为聚氯乙烯（PVC)材质。
- 射流器、三通、止逆阀、抽气咀材质为铜材质。
- 泵体、叶轮为铸造尼龙材质。
- 水箱带有循环管，循环开关，也可做循环水使用。

| 型号                            | 功率   | 工作电源<br>V/HZ | 流 量<br>L/min | 扬 程<br>M | 最 大<br>真 空<br>度<br>Mpa | 单 头<br>抽 气<br>量<br>L/min | 抽<br>气<br>头<br>数 | 储<br>水<br>箱<br>容<br>积<br>L | 外形尺寸 (长<br>*宽*高) | 全机重量<br>(kg) |
|-------------------------------|------|--------------|--------------|----------|------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------------|
| SHZ-D(III)<br>双 抽<br>头 防<br>腐 | 180W | ~220/50      | 80           | 8        | 0.098                  | 10                       | 2                | 15                         | 400*280*420      | 15           |

|                   |      |         |    |    |       |    |   |    |             |    |
|-------------------|------|---------|----|----|-------|----|---|----|-------------|----|
| SHB-III 双抽头防腐     | 180W | ~220/50 | 80 | 8  | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400*280*420 | 15 |
| SHZ-D(III) 双抽头不锈钢 | 180W | ~220/50 | 80 | 8  | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400*280*420 | 16 |
| SHZ-D(III) 四抽头防腐  | 370W | ~220/50 | 80 | 12 | 0.098 | 10 | 4 | 15 | 400*280*420 | 17 |
| SHZ-D(III) 四抽头不锈钢 | 370W | ~220/50 | 80 | 12 | 0.098 | 10 | 4 | 15 | 400*280*420 | 19 |

