

单层玻璃反应釜

防爆单层玻璃反应釜YDF-100LEX

工作原理

单层玻璃反应釜具有搅拌系统、冷凝回流系统、滴加系统、加热系统。在搅拌物料的同时，浴锅对釜内物料进行加热，在真空条件下可以提高蒸发效率（需连接真空装置），溶媒蒸汽经玻璃冷凝盘管时冷却成液体（需连接冷却装置），可回流到釜内，也可通过回流弯头下部阀门进行回收。反应完毕，物料可从釜底的侧出料口放出。本系列产品使用需配套真空装置、冷却循环装置等组成系统装置。

产品特点

- 1.本产品独特设备，整机采用冷板静电喷塑+不锈钢框架结构，紧凑坚固不走型，移动方便。
- 2.与物料接触部分全部采用高硼硅玻璃（膨胀系数 3.3）和聚四氟乙烯材料，性能稳定不易与物料起化学反应，使用方便安全。
- 3.防爆调速控制盒，显示转速和釜内物料温度，防爆搅拌电机，防爆加热锅控制设定温度。防爆等级EXdIIBT4。
- 4.搅拌系统采用陶瓷轴承、机械密封，防止搅拌杆磨损掉屑，耐高温、耐磨损、密封效果好。
- 5.采用 PT100温度传感器，玻璃温度计套管。
- 6.真空压力表显示实时真空，指针显示。
- 7.月牙式搅拌桨，304不锈钢+聚四氟乙烯搅拌叶；搅拌杆材质为 304不锈钢。外包聚四氟乙烯管，强度高，耐腐蚀性强。
- 8.玻璃+四氟放料阀门，无积液侧放料，回收溶液十分快捷。
- 9.恒温浴锅内置加热圈，加热浴锅独立温度控制，控温精度高。
- 10.浴锅底部带有排液口，方便更换。
- 11.机器底部设有带刹车的万向轮，可整体移动，操作方便。



产品参数

型号	YDF-100LEX
釜内有效容积 (L)	100L
釜体规格	七口球形
电压	搅拌220V50HZ加热380V50HZ
整机功率	9.4KW

玻璃材质组件		高硼硅玻璃3.3
釜体耐温范围		-80℃ ~ +250℃
测温精度		±1℃
恒压漏斗容积 (L)		2L
恒压漏斗规格		上开口29#磨口，下开口40#磨口
冷凝器规格		Φ120×750H (mm) 下φ40mm法兰口
冷凝器循环连接口尺寸		宝塔外径12mm
冷凝器换热面积 (㎡)		约0.7㎡
釜内允许压力 (Mpa)		-0.1-0.0
防爆加热锅	加热功率 (W)	9000W
	控温范围	室温-180℃
	控温精度	±1℃
防爆搅拌电机	额定功率 (W)	370W
	转速调节方式	变频调速
	转速调节范围 (rpm)	0~600rpm/min

釜体开口 (七口)	搅拌口	80#法兰口
	恒压漏斗口	40磨口
	测温口	29磨口
	排气/进液口	34磨口
	固体加料口	125#法兰口
	冷凝器连接口	50球磨口
	放料口	75法兰口
主体框架材质		SU304不锈钢+冷板静电喷塑
搅拌桨		Φ 15×900H (mm) 叶展 205 mm
温度传感器		PT100，玻璃温度计套管
放气阀		34#玻璃四氟阀门，放气口12mm
真空抽气口尺寸		宝塔外径12mm
放料阀		无积液放料阀，出液口外径尺寸33mm
使用环境温度 (℃)		5-35
机器占地尺寸(mm)		850L×700W×2150H (mm)

包装尺寸 (mm)	
整机重量 (Kg)	