

玻璃分液器

玻璃分液器YF-80L

工作原理

玻璃分液器配有电动搅拌，可控制搅拌的转速，对釜内反应的原料进行均匀搅拌，使物料在釜内充分反应，反应完毕后，关闭搅拌系统，待物料澄清分层后，通过玻璃放料阀进行逐层放液。

产品特点

- 1、全套玻璃采用GG17高硼硅玻璃材质制作，拥有优良的化学、物理性能。
- 2、变频调速，交流感应电机。转速恒定，无电刷，无火花，安全稳定，可连续工作。
- 3、特殊PTFE材料设计搅拌塞，技术完善，耐腐蚀性价比极高。
- 4、下放料部分为玻璃法兰口配套特殊设计聚四氟阀门，容器内无死角，可拆卸便于固体物料出料。
- 5、整机具备完美的密封性能，静止状态下负压可达0.095MPa以下。
- 6、整机结构科学、可视化特点突出、实用新颖。
- 7、反应釜体可根据不同实验要求选择桶型或者球形。
- 8、反应釜整体架子采用304不锈钢框架，结构紧凑，在高转速反应过程中不会晃动。
- 9、可选配防爆调速控制盒，防爆搅拌电机，防爆等级EXdIIBT4。

产品参数

型号	YF-80L
釜内有效容积（L）	80L
釜体规格	
电压	220V50HZ

玻璃材质组件		高硼硅玻璃3.3
釜体耐温范围		-80℃ ~ +250℃
测温精度		±1℃
真空度 (Mpa)		0.098Mpa
搅拌电机	额定功率 (W)	300W
	转速调节方式	伺服电机，变频控制
	转速调节范围 (rpm)	
釜盖开口 (三口)	搅拌口	60#法兰口
	放气口	34磨口
	进液口	34磨口
主体框架材质		SU304不锈钢+氟橡胶法兰
搅拌桨		Φ17×1240 (mm) 叶展250mm
温度传感器		PT100
放气阀		34#玻璃四氟阀门，放气口12mm
放料阀		无积液放料阀，出液口尺寸28mm

使用环境温度 (°C)	5-35
机器占地尺寸(mm)	650L×730W×2150H (mm)
包装尺寸 (mm)	
整机重量 (Kg)	