

旋转蒸发器

旋转蒸发器YRE-2012

工作原理

旋转蒸发器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶媒回收。其原理为在真空条件下，恒温加热，使旋转瓶恒速旋转，物料在瓶壁形成大面积薄膜，高效蒸发。溶媒蒸气经高效玻璃冷凝器冷却，回收于收集瓶中，大大提高蒸发效率，特别适用对高温容易分解变性的生物制品的浓缩提纯。

产品特点

1. 采用聚四氟乙烯和特氟龙橡胶复合密封，能保持高真空度。
2. 特氟龙水浴锅恒温控制，锅底 PT100 型传感器，底盘式加热，快速、准确传递温度。
3. 结构合理，用料讲究。机械结构大量采用不锈钢和铝合金件，玻璃件全部采用耐高温高硼玻璃。
4. 真空系统装真空表，对低沸点物料可调节最佳真空度。
5. 活塞式加料阀套接聚四氟乙烯加长管，可在真空状态下连续进料至蒸发瓶，方便使用。
6. 主机电动升降，水浴锅独立控制加热，数字液晶显示，可选配有机玻璃透明罩。
7. 直立式双层蛇形盘管冷凝器，确保高收集率。
8. 电子调速，旋钮微调,转速数显。



产品参数

型号		YRE-2012
性能	旋转速度范围	5~300rpm
	蒸发能力	Max20ml/min（1L试料瓶、水的蒸发量）
	可达真空度	399.9Pa（3mmHg）以下
功能	转速设定·显示	旋钮设定·数字显示

	安全功能	保险丝、马达过载保护回路 升降器上下范围限定开关 S
	升降功能	电动升降+手动辅助提升
构成	旋转用马达	同步马达
	升降器用马达	直流马达
	冷凝管	纵式三重蛇形盘管 冷却面积0.14m2
	试料瓶	梨形烧瓶1L TS29/38
	回收瓶	球形烧瓶1L 球磨口S35/20
	真空密封圈	特氟龙+特氟龙·氟化橡胶双重密封圈
规格	接口口径	接嘴外径10mm（塔接）
	机座	T型机座 490×335mm
	升降范围	电动升降100mm+手动辅助提升115mm
油浴锅		RT~120
使用环境温度范围		5~35℃

外形尺寸 (mm)	620W×430D×680H
重量	约26Kg
电源输入功率	2A、200VA
额定电源	AC220V、50Hz